

世界初東洋人のレファランスを適用

他にはない少年小児のレファランスを適用

呼吸トレーニングで自律神経を安定に

製品仕様

医療機器クラス区分：クラス1

電気的安全性：クラス1機器、BF形装着部

製品構成：モニター、Cable、PPGセンサー

測定温度：-20度～40度

定格電源・消費電力：110VAC、60Hz、40VA

380 x 210 x 390mm

約9.5kg

お問い合わせ先



株式会社プレシャスワーク

URL：<https://preciouswork.jp/>

担当：大井稔・吉野智昭

TEL：090-6068-7382(大井)・090-1330-9420(吉野)

E-mail：ooi@preciouswork.jp(大井)

yoshino@preciouswork.jp(吉野)



あなたのココロの声を
聞いてみませんか？

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目3-17虎ノ門2丁目タワー19階

TEL：03-6268-8269 FAX：03-6273-3698

At the Core of Medical Technology

www.medicore-japan.com

SA-3000Plus

自律神経系と血液循環をこの一台で

長年の研究と臨床を基にした医療機器

ココロとカラダの診断

現代社会では、ストレスは老若男女を問わず影響を与え結果的に自律神経のバランスを崩し、多くの疾患を訴える人が増加中です。自律神経のバランスを定期的に測定し、整えていくメンテナンスが必要になります。


自律神経のバランス状態を理解し、体のコンディションを常に良い状態に保つのを手伝う検査器です。

SA-3000NEWは、「自律神経の状態」、「ストレス」、「血管健康」をたったの1分で測定できます。

さらに自律神経バランスを効果的にコントロールできる「呼吸トレーニング」機能も搭載しています。

SA-3000NEW 1台で、目には見えない心身の状態を客観的に測定でき、ヘルスマニターの指標として使用することができます。

「免疫力」 & 自律神経



自律神経系機能

- ☐ 体内の生命活動を支配
- ☐ 全ての臓器活動を調節
- ☐ ホルモンを調整
- ☐ 免疫系と相互作用
- ☐ 副交感神経→リンパ
- ☐ 交感神経→顆粒球

メリット

- ☐ 分かりやすい結果レポート
- ☐ 東洋人のレファランスを適用
- ☐ 自動診断レポート機能
- ☐ 自動コメント適用
- ☐ 少年小児のレファランスを適用
- ☐ AIアルゴリズム適用
- ☐ 15インチ・タッチスクリーン
- ☐ 短い測定時間

自律神経機能検査を介してウイルスやストレスから体を守る免疫システムがどのように動作しているのか確認することができます。

測定後の結果レポート

